



# Einfache Schneidinstrumente / Simple cutting instruments

**Gebrauchsanweisung**  
Seite 3

**Operating Manual**  
Page 17

DEUTSCH

ENGLISH

















## Inhalt

1	Symbolerläuterungen .....	4
2	Einführung .....	4
3	Einsatzbereich .....	5
3.1	Zweckbestimmung .....	6
3.2	Kontraindikationen .....	8
4	Warnhinweise .....	9
5	Handhabung .....	9
6	Aufbereitung .....	10
6.1	Einschränkung der Wiederaufbereitung .....	10
6.2	Hinweise zur Aufbereitung .....	10
6.3	Vorbereitung am Einsatzort .....	10
6.4	Ultraschallbad (optional) .....	11
6.5	Manuelle Reinigung .....	11
6.6	Maschinelle Reinigung .....	11
6.7	Trocknung .....	13
7	Wartung, Inspektion .....	13
7.1	Funktionsprüfung .....	14
8	Sterilisation .....	14
8.1	Verpackung .....	15
9	Lebensdauer .....	15
10	Lagerung .....	15
11	Gewährleistung / Reparatur .....	15
12	Service- und Herstelleradresse .....	15

# 1 Symbolerläuterungen

Symbol	Definition
	CE-Kennzeichnung
	Achtung
	Validierte Parameter
	Hersteller
	Chargenbezeichnung
	Referenznummer
	Medizinprodukt / FDA Prescription device
	Medizinprodukt
	Nicht steril
	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
	Trocken aufbewahren
	(Elektronische) Gebrauchsanweisung

# 2 Einführung

Unsere Produkte sind ausschließlich für den professionellen Einsatz von entsprechend ausgebildetem und qualifiziertem Fachpersonal bestimmt und dürfen auch nur durch dieses erworben werden.

Sie erhalten mit dem Erwerb dieses Instrumentes ein hochwertiges Produkt, dessen sachgerechte Handhabung und Gebrauch im Folgenden dargestellt wird.

Um Risiken und unnötige Belastungen für die Patienten, die Anwender und Dritte möglichst gering zu halten, bitten wir Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzusehen und aufzubewahren.

### 3 Einsatzbereich

Der Einsatz von einfachen Schneideinstrumenten findet unter anderem in folgenden Gebieten statt:

#### Messer

Gipsmesser: Das Instrument wird bei verschiedenen Eingriffen eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Amputationsmesser Das Instrument wird bei Operationen für die Amputation einer Gliedmaße eingesetzt. Die Operation muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Mikroinstrument: Das Instrument wird bei chirurgischen Eingriffen in der Gynäkologie eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Augenmesser; Lanzenmesser: Das Instrument wird bei chirurgischen Eingriffen in der Ophthalmologie eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Lappenmesser; Organmesser Phalangenmesser; Resektionsmesser; Seziermesser; Zwischenknochenmesser; Mikro-Gefäßmesser; Stabinstrumente, Messer; Mukosamesser; Messer, sonstige; Mikromesser: Das Instrument wird bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Knorpelmesser; Periosteal Messer: Das Instrument wird bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen in der Orthopädie eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Nasenplastikmesser; Tonsillenmesser, -dissektoren, -enuhleatoren, -retraktoren; Trommelfellmesser; Trigemiusmesser; Ohrmesser, -dissektoren, -raspatorium; Ringmesser; Schwingmesser: Das Instrument wird während HNO- Eingriffen eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Hautstanzen: Das Instrument wird in der plastischen Chirurgie eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Separator: Das Instrument wird bei verschiedenen Eingriffen in der allgemeinen oder plastischen Chirurgie eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

#### Skalpelle

Operationsskalpelle; Skalpell-Griffe: Das Instrument wird bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

#### Meißel

Meißel und Osteotome; Nasen-Osteotome; Flachmeißel; Rhachiotom; Sternummeißel: Das Instrument wird bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen in der Orthopädie eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Septum-Hohlmeißel: Das Instrument wird während HNO- Eingriffen eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

#### Sonstige

Adenotome; E nukleator: Das Instrument wird während HNO- Eingriffen eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Dermatom; Sehenschäler: Das Instrument wird bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Beschneidungsinstrumente Das Instrument wird bei chirurgischen Eingriffen in der Urologie eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Meniskotome: Das Instrument wird während einer Meniskotomie eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Fremdkörperinstrumente: Das Instrument wird bei Eingriffen in der Ophthalmologie eingesetzt. Der Eingriff muss durch ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Hand- und Fußinstrumente: Das Instrument wird im Bereich der Nagel- und Fußpflege verwendet.

### 3.1 Zweckbestimmung

#### Messer

Amputationsmesser: Ein schweres schneidendes chirurgisches Instrument mit Griff und einseitig oder zweiseitig schneidender Klinge in verschiedenen Formen und Größen zum vorübergehenden Einsatz bei Operationen für die Amputation einer Gliedmaße. Es ist ein wiederverwendbares Instrument.

Lappenmesser; Organmesser; Phalangenmesser; Resektionsmesser; Seziermesser; Zwischenknochenmesser; Mikro-Gefäßmesser; Stabinstrumente, Messer; Mukosamesser; Messer, sonstige: Ein chirurgisches Instrument mit einem Griff und einer Skalpellklinge (nicht austauschbar) eingesetzt von Ärzten zum vorübergehenden Schneiden oder präparieren von Geweben mit nach unten gerichtetem Druck. Das Instrument ist aus Edelstahl gefertigt und ist wiederverwendbar. Für ein Skalpell mit austauschbarer Klinge siehe die entsprechende generische Produktgruppe.

Gipsmesser: Ein Handinstrument mit einer kurzen, flachen, starken Schneidklinge mit einer scharfen Kante, zum Schneiden oder Kürzen von Gipsverbänden. Es ist üblicherweise ein einteiliges Produkt aus Edelstahl. Es ist ein wiederverwendbares Produkt.

Knorpelmesser: Ein chirurgisches Instrument zum Schneiden, Schaben oder Formen von Knorpelgewebe. Es ist ein wiederverwendbares Instrument.

Periosteal Messer: Ein chirurgisches Instrument zum Schneiden der Knochenhaut. Es ist ein wiederverwendbares Instrument.

Nasenplastikmesser; Tonsillennmesser, -dissektoren, -enuhleatoren, -retraktoren; Trommelfellmesser; Trigeminiussmesser; Ohrmesser, -dissektoren, -raspatorium: Ein chirurgisches Handinstrument zum Schneiden anatomischer Gegebenheiten während eines allgemeinen HNO-Eingriffs. Es wird aus Edelstahl gefertigt und hat einen Griff in verschiedenen Ausführungen, der in ein schmales Arbeitende mit einer schmalen, scharfen Klinge übergeht. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Ringmesser; Schwingmesser: Ein chirurgisches Handinstrument zum Herausschneiden und exzidieren von Lymphgewebe während einer Adenektomie. Es wird üblicherweise als langes, schmales Instrument mit einem Griff und einem konkaven, löffelartigen Arbeitsteil ausgeführt. Das Arbeitsteil hat eine scharfe Kante zum Abtragen des Gewebes, ohne die umliegenden Muskeln zu verletzen. Es ist üblicherweise aus Edelstahl gefertigt. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Augenmesser; Lanzenmesser: Ein ophthalmisches, chirurgisches Instrument zum Setzen von präzisen Schnitten im Augengewebe während eines ophthalmischen Eingriffs am Augen und den umliegenden Strukturen. Es ist üblicherweise als einteiliges Instrument ausgeführt mit einer scharfen, einschneidigen Klinge am distalen Ende und einem Griff am proximalen Ende. Es kann verschiedene Klingformen haben, z.B. phaco (stumpf oder scharf), sichelförmig, gerade, und mikro-phaco (für Operationen des Grauen Stars). Es wird üblicherweise aus Edelstahl hergestellt und einige Modelle können mit Diamantblättern ausgestattet sein. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Mikromesser: Ein chirurgisches Instrument zum Schneiden von Gewebe, das aus einem langen schlanken Metallhandgriff besteht, das sich zum distalen Ende hin zuspitzt. Der interne Radius des Hakens hat eine Schneide. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Mikroinstrument: Ein schaftartiges chirurgisches Instrument, dessen distales Ende die Form eines Hakens oder mehrerer, paralleler Haken hat, zum vorübergehenden Fixieren oder Ziehen von

Uterusfibromen während eines gynäkologischen Eingriffs. Es ist typischerweise ein einteiliges Instrument aus Edelstahl mit einem Griff in verschiedenen Ausführungen am proximalen Ende. Es ist ein wiederverwendbares Instrument.

Hautstanzen: Ein handbetriebenes chirurgisches Instrument, das für das Entfernen von Verunstaltungen oder zur Probenentnahme von Hautgewebe benutzt wird. Es besteht gewöhnlich aus einem Handgriff mit Spitzen am Arbeitsende in verschiedenen Konfigurationen; einige Spitzen umfassen eine abgeschlossene Schneidezzone, umrandet von einem Schneideblatt. Dieses ist ein wiederverwendbares Instrument.

### Skalpelle

Operationsskalpelle: Ein chirurgisches Instrument mit einem Griff und einer Skalpells Klinge (nicht auswechselbar) eingesetzt von Ärzten zum Schneiden oder präparieren von Geweben mit nach unten gerichtetem Druck. Das Instrument ist aus Edelstahl gefertigt. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Skalpells-Griffe: Eine austauschbare Komponente eines Skalpells, die als Griff funktioniert und eine passende Klinge aufnimmt. Zusammen ergibt es ein chirurgisches Instrument zum Schneiden oder Präparieren von Geweben. Das Instrument kann aus Edelstahl oder Messing hergestellt werden. Für einteilige Skalpelle gibt es eine passende generische Produktgruppe. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

### Meißel

Meißel und Osteotome; Nasen-Osteotome; Flachmeißel; Rhachiotom: Ein chirurgisches, meißelähnliches Handinstrument zum Schneiden und/oder Formen von Knochen durch Stoßen während eines orthopädischen Eingriffs. Es wird vom Chirurgen gehalten, der über einen chirurgischen Hammer eine manuelle Kraft auf das proximale Ende des Instruments aufbringt. Das distale Ende (die schneidende oder scharfe Kante) ist scharf, oft flach, manchmal auch gebogen (konkav), und üblicherweise an beiden Seiten abgekantet. Es wird aus Edelstahl hergestellt. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Sternummeißel: Ein chirurgisches Instrument mit einseitiger, angeschrägter Klinge für das Schneiden und Formen von Knochen während orthopädischer Operationen. Der Operateur hält es in der einen Hand während er mit einem chirurgischen Hammer in der anderen Hand auf das proximale Ende schlägt. Das distale Ende (die Schneide) ist scharf, flach oder gebogen (konkav) auch Hohlklinge genannt). Es besteht aus hochwertigem Edelstahl und kann aus einem Stück bestehen, oder einen synthetischen Griff (z.B. Tufnol) haben. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Septum-Hohlmeißel: Ein chirurgisches Instrument mit einseitiger, angeschrägter Klinge für das Schneiden und Formen von Nasenknochen während Hals/Nasen/Ohren (HNO) Operationen. Der Operateur hält es in der einen Hand während er mit einem chirurgischen Hammer in der anderen Hand auf das proximale Ende des Instrumentes schlägt. Das distale Ende (die Schneide) ist scharf, oft flach kann aber gebogen (konkav) sein. Es besteht typischer Weise aus einem Stück und ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

### Sonstiges

Dermatom: Ein chirurgisches Handinstrument zum Schneiden dünner Hautscheiben zur Transplantation oder zur Exzision kleiner Hautläsionen. Dafür braucht es eine spezielle Schneidklinge, die zu diesem Zweck in das Instrument eingesetzt wird. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Enukleator: Ein chirurgisches Handinstrument zur Sektion der Tonsillen während eines HNO-Eingriffs. Es ist üblicherweise löffelartig oder an den Arbeitsenden abgerundet. Es wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt, z.B. mit einem Schaft, der am distalen Ende in eine abgerundete, gebogene oder gewinkelte Spitze übergeht, oder auch doppelendig. Das Arbeitsende kann spitz

zulaufen, flach, scharf oder stumpf, gerade oder gewinkelt, gezahnt oder glatt sein. Es wird aus Edelstahl hergestellt und ist in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Beschneidungsinstrumente: Ein chirurgisches Instrument zur kontrollierten Entfernung der Penis Vorhaut während der Zirkumzision. Es ist typischer Weise aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und kann verschiedene Formen haben, z.B. die Bell Clamp (Glockenförmige Klemme). Die Vorhaut wird über den glockenförmigen Schutzkörper geschoben und die Glans darin positioniert. Ein Schraubenmechanismus wird angezogen so das die Vorhaut ringförmig zusammengepresst wird und mit z.B. einem Skalpell entlang des Kompressions Ringes abgeschnitten werden kann. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Adenotome: Ein chirurgisches Instrument entworfen, um während einer Adenoidektomie hypertrophisches lymphoides Gewebe im Nasopharynx (d.h., pharyngeal Mandeln oder Polypen) zu exidieren. Es ist gewöhnlich ein langes, schlankes, manuelles Handinstrument mit Schneiden am Arbeitsende und ein Handgriff mit einem Mechanismus, um der Blätter zu betätigen. Es ist in verschiedenen Entwürfen und Größen erhältlich und kann ein einteiliges Instrument sein oder die Einfügung der Blätter in den Handgriff erfordern. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Meniskotome: Ein schneidendes, chirurgisches Instrument, dessen Griff T-förmig ausgebildet ist, um mehr Kraft aufbringen zu können. Der Griff geht über in eine meißelförmige Schneide. Das Instrument dient zum Schneiden von sichelförmigen Teilen der Kapsel bzw. des Knorpelbereichs. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Sehnenschäler: Ein chirurgisches Instrument aus einem Griff und einem halbkreisförmigen, gemuldeten Arbeitsende, das in einer scharfen Schnittkante endet. Sehnenstripper werden benutzt, um ein Stück eines Bandes, einer Sehne oder Faszie auszuschneiden, um diese zu transplantieren. Es ist ein wiederverwendbares Instrument und zur vorübergehenden Anwendung bestimmt.

Fremdkörperinstrumente: Augeninstrumente, benutzt, um einen fremden Körper/einen Gegenstand zu entfernen der innen eingeschlossen ist oder auf der Oberfläche des Augapfels anhaftet. Sie werden gewöhnlich aus hochwertigem Edelstahl hergestellt und sind mit einem feinen Handgriff am proximalen Ende und einem dünnen konkaven Blatt mit einer gerundeten Nase am distalen Ende ausgestattet. Der Augenarzt verwendet diese Spitze, um den fremden Körper/den Gegenstand zu entfernen. Dieses ist ein wiederverwendbares Instrument.

Separatoren: Ein chirurgisches Handinstrument, gewöhnlich in Löffel Form oder abgerundet am Arbeitsende. Es wird eingesetzt um weiches Gewebe oder Körper Strukturen in Eingriffen der allgemeinen oder plastischen Chirurgie voneinander zu separieren. Es hat üblicherweise einen Handgriff der sich in einen Schaft fortsetzt der am distalen Ende eine Spitze hat. Die Spitze kann spitz oder flach, scharf oder stumpf, abgewinkelt oder gerade am Schaft sein. Das Instrument ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Formen und Abmessungen verfügbar. Das Instrument ist wiederverwendbar.

Hand- und Fußinstrumente: Ein nicht-invasives Instrument für Podologen zur Behandlung von Fehlstellungen und Erkrankungen des Fußes. Es ist ein wiederverwendbares Instrument.

### 3.2 Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.



## 4 Warnhinweise

	Die Medizinprodukte werden unsteril geliefert und müssen vor der ersten Anwendung gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden.
	Defekte Produkte dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden und müssen vor der Rücksendung den gesamten Wiederaufbereitungsprozess durchlaufen haben.
	Beachten Sie, dass durch höhere Kräfte auch ein größerer Gewebeschaden entstehen kann, beispielsweise bei Klemmen ist die Kraft am Maulschluss höher als an der Maulspitze.
	Bitte beachten Sie zusätzliche, dem Produkt beiliegende Hinweise!
	Entfernen Sie vor der ersten Benutzung bzw. Aufbereitung sämtliche Schutzhüllen und Schutzfilme.
	Die gefahrlose Kombination der Produkte untereinander oder von den Produkten mit Implantaten muss vor dem klinischen Einsatz durch den Anwender überprüft werden
	Vermeiden Sie unsachgemäßes Werfen oder Fallenlassen von Instrumenten.
	Vermeiden Sie die mechanische Überbeanspruchung des Instrumentes über die konstruktive Auslegung hinaus, dies kann zu Bruch und Verformung führen!
	Vor jeder Anwendung muss eine Sichtkontrolle des Instrumentes auf Beschädigungen und Verunreinigungen stattfinden!
	Zur Vermeidung jeglicher Kontaktkorrosion müssen Instrumente mit beschädigter Oberfläche sofort ausgesondert werden!
	Im Falle des Einsatzes der Produkte an Patienten mit transmissibler spongiformer Enzephalopathie oder einer HIV-Infektion lehnen wir jede Verantwortung für die Wiederverwendung ab.
	Nach Ophthalmologischen Einsätzen auf Wasserqualität bei der Aufbereitung achten! (gemäß den Vorgaben der AAMI TIR34 und der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes zur Aufbereitung von Medizinprodukten)
	Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

## 5 Handhabung

Die Art der Behandlung muss in jedem Einzelfall vom Operateur in Zusammenarbeit mit dem Internisten und dem Narkosearzt bestimmt werden.

Für den operativen Einsatz bei verschiedenen chirurgischen Disziplinen muss durch entsprechend ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

## 6 Aufbereitung

Dem Aufbereiter obliegt die Verantwortung, dass die tatsächlich durchgeführte Aufbereitung mit verwendeter Ausstattung, Materialien und Personal in der Aufbereitungseinrichtung die gewünschten Ergebnisse erzielt. Hierfür sind Validierung und Routineüberwachung des Verfahrens erforderlich. Wir weisen darauf hin, die nationalen Vorschriften im Zusammenhang mit der Aufbereitung unbedingt zu berücksichtigen.

Die validierten Parameter beziehen sich auf wiederverwendbare, chirurgische Instrumente. Für die anderen, beschriebenen Produkte sollten ebenfalls die validierten Parameter eingehalten werden, falls nicht explizit ein anderes Vorgehen beschrieben ist.

### 6.1 Einschränkung der Wiederaufbereitung

Häufiges Wiederaufbereiten hat geringe Auswirkungen auf das Produkt. Das Ende der Produktlebensdauer wird normalerweise von Verschleiß und Beschädigung durch Gebrauch bestimmt.

### 6.2 Hinweise zur Aufbereitung

- Verwenden Sie Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittel mit einem pH-Wert zwischen 9-10.
- Bitte beachten Sie Herstellerangaben zu Dosierung, Einwirkzeit und Erneuerung der Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
- Verwenden Sie **keine** harten Bürsten (wie z.B. Metallbürsten und Metallschwämme) oder grobe Scheuermittel.
- Instrumente keinesfalls länger in Reinigungs- oder Desinfektionsmittel belassen als vorgeschrieben.
- Zum Spülen demineralisiertes Wasser verwenden.
- Kanäle und Rohre sorgfältig durchspülen und ausblasen.
- Empfindliche Instrumente müssen in einer Ablage oder Aufnahmevorrichtung gereinigt werden.
- Herstellerangaben von Reinigungs- und Sterilisationsgeräten beachten.

### 6.3 Vorbereitung am Einsatzort

Direkt nach der Anwendung groben Schmutz von den Instrumenten entfernen und Arbeitskanülen ausspülen. Keine fixierenden Mittel oder heißes Wasser (> 40°C) verwenden, da dies zur Fixierung von Rückständen führt und den späteren Reinigungserfolg beeinflussen kann.

Instrumente so weit wie möglich zerlegen und/oder öffnen.

Innerhalb kürzester Zeit sollten die Instrumente nach dem Gebrauch gereinigt werden, um das Antrocknen von Rückständen zu reduzieren und somit eine einfachere Reinigung zu ermöglichen. Falls Instrumente in Kontakt mit korrodierenden Medikamenten oder Reinigungsmitteln gelangen, diese nach der Benutzung sofort mit Wasser abwaschen.

Längere Trocknungszeiten, z.B. im Rahmen einer Trockenentsorgung sind nicht validiert und somit nicht empfohlen.




Die Trocknungszeit bei der Validierung betrug 1 Stunde.

## 6.4 Ultraschallbad (optional)

Sämtliche Instrumente müssen geöffnet, zerlegt sowie die Hohlräume durchgespült werden. Instrumente so im Siebkorb platzieren, dass Schattenbildung und Berührung zwischen den Instrumenten vermieden wird. Fügen Sie dem Wasser Reinigungsmittel zu und passen Sie die Temperatur der Lösung den Angaben des Reinigungsmittelherstellers an.

Die Reinigung im Ultraschallbad soll bei 35-40 kHz für mindestens fünf Minuten erfolgen!

 Zur Validierung der Reinigung im Ultraschallbad wurden die Prüfgegenstände in Neodisher mediclean forte 0,5% für 5 Minuten behandelt.

Anschließend Instrumente einschließlich aller Hohlräume spülen und dem Reinigungs- und Desinfektionsprozess zuführen.

Bei Medizinprodukten, die eine schlechte Schallübertragung besitzen, wie z.B. bei weichem Material ist das Ultraschallbad nicht anzuwenden.

## 6.5 Manuelle Reinigung



Da maschinelle Prozesse standardisierbar, reproduzierbar und damit validierbar sind, sollte die maschinelle Reinigung und Desinfektion einer manuellen vorgezogen werden. Ein manuelles Reinigungs- und Desinfektionsverfahren ist nicht validiert und muss daher durch eine zusätzliche Validierung in Verantwortung des Anwenders abgesichert werden.

## 6.6 Maschinelle Reinigung

Aufgrund internationaler Normen (EN ISO 15883) und nationaler Richtlinien sollten nur validierte maschinelle Reinigungs- und Desinfektionsverfahren zur Anwendung kommen. Wir empfehlen für die maschinelle Reinigung ein Standardprogramm für chirurgische Instrumente, z.B. Instrumente von Miele.



Für die Reinigung, Neutralisation und Nachspülung empfehlen wir die Verwendung von VE-Wasser gemäß der „Leitlinie DGKH, DGSV, AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte und zu Grundsätzen der Geräteauswahl“ (die Leitlinie bezieht sich auf die DIN EN ISO 15883-1 Punkt 6.4.2).

Flexible (komplexe) Instrumente mit nicht sichtbaren Flächen sollten vor der maschinellen Reinigung manuell vorgereinigt werden.



Wir empfehlen für alle Instrumente, bei denen die Flächen während der Reinigung aufeinanderliegen (z.B. übersetzte Knochensplitter- und Hohlmeißelzangen) eine manuelle Vorreinigung um ein optimales, rückstandsfreies Reinigungsergebnis zu erhalten. (gemäß Punkt 6.5)

Bei der Beladung ist folgendes zu beachten:

- Die zerlegten bzw. geöffneten Instrumente sicher im Wagen platzieren.
- Instrumente mit Öffnungen und Aussparungen müssen mit der offenen Seite nach unten zeigen, damit diese gereinigt werden können und sich kein Wasser aus dem Reinigungsprozess darin sammeln kann.  
Wenn vorhanden, abgestimmte Spülvorrichtung verwenden.



- Wagen nicht überladen, Spülschatten vermeiden.



Der Vorspülung (kaltes, ggfls. vollentsalztes Wasser ohne Zusatz) folgt die chemische Reinigung. Die chemische Reinigung soll bei **40°C bis 60°C** für mindestens **5 Minuten** erfolgen.

Als Reinigungsmittel empfehlen wir Produkte mit einem **pH-Wert zwischen 9 und 10**, z.B. Neodisher MediClean forte von Dr. Weigert. Die Auswahl der Reinigungsmittel richtet sich nach Material und Eigenschaften der Instrumente sowie nach nationalen Vorschriften.

Liegt eine erhöhte Chloridkonzentration im Wasser vor, kann am Instrumentarium Loch- und Spannungsrissskorrosion auftreten.

Durch Verwendung von alkalischen Reinigern und vollentsalztem Wasser kann das Auftreten derartiger Korrosion minimiert werden.

Durch Zusatz eines Neutralisationsmittels auf Säurebasis wird das Abspülen alkalischer Reinigungsmittelreste bei der ersten Zwischenspülung (warmes oder kaltes Wasser) erleichtert.

Um Belagsbildung vorzubeugen, ist der Einsatz von Neutralreinigern bei ungünstiger Wasserqualität zu empfehlen.

Nach der zweiten Zwischenspülung erfolgt die thermische Desinfektion.

Die thermische Desinfektion soll mit vollentsalztem Wasser bei **80 bis 95°C** und einer **Einwirkzeit gemäß EN ISO 15883** erfolgen.

Das Spülgut ist nach Beendigung des Programms aus der Maschine zu entnehmen, da durch Verbleib in der Maschine Korrosion entstehen kann.

<b>V</b> <b>Verwendete Parameter bei der Aufbereiungssvalidierung</b>	
<b>Vorspülung</b>	1 Minute mit kaltem Stadtwasser
<b>Reinigung</b>	Temperatur: 55 °C
	Einwirkzeit: 5 Minuten (worst case)
	Neodischer Mediclean forte 0,4% (worst case)
<b>Neutralisation</b>	Temperatur: Kaltes VE-Wasser
	Einwirkzeit: 2 Minuten
	Neodisher Z 0,1%
<b>Nachspülung</b>	2 minuten mit kaltem VE-Wasser
<b>Desinfektion</b>	Temperatur: 90 °C (A <sub>0</sub> 3000)
	Einwirkzeit: 5 Minuten

## 6.7 Trocknung

Eine ausreichende Trocknung ist durch das Reinigungs- und Desinfektionsgerät oder durch andere geeignete Maßnahmen sicherzustellen.

**V** Bei der Validierung wurde die Trocknung weggelassen (worst case Bedingung)

## 7 Wartung, Inspektion

Nach Abkühlung auf Raumtemperatur müssen die Instrumente visuell auf Eiweißrückstände und andere Verunreinigungen überprüft werden. Hierbei sind Schlitz, Sperren, Schlüsse, Rohre und andere schwer zugängliche Bereiche gründlich zu inspizieren. Instrumente, die nicht rückstandsfrei sind müssen wiederholt dem gesamten Aufbereitungsprozess unterzogen werden.

Um sicherzustellen, dass chirurgische Instrumente nach der Aufbereitung ihrem Einsatzzweck entsprechend verwendet werden können, ist es notwendig, dass nach der Reinigung, Desinfektion und Trocknung der visuellen Kontrolle und den Pflegemaßnahmen eine Funktionsprüfung durchgeführt wird. Führen Sie in Punkt 7.1 beschriebenen Funktionsprüfungen durch.

Instrumente, die Flecken aufweisen, stumpf, verbogen, nicht mehr funktionsfähig oder auf andere Weise beschädigt sind, müssen ausgesondert werden!

Als Hilfe zur Identifizierung von fehlerhaften Instrumenten, die aussortiert werden müssen, empfehlen wir die Broschüre „Instrumenten Aufbereitung“ des Arbeitskreises Instrumenten Aufbereitung. Hier sind insbesondere Kapitel 8 „Kontrollen und Pflege“ sowie Kapitel 12 „Oberflächenveränderungen: Beläge, Farbänderungen, Korrosionen, Alterung, Quellung und Spannungsrisse“ von Bedeutung.“

## 7.1 Funktionsprüfung

Ein neu erworbenes Produkt ist nach dessen Anlieferung und vor jedem Einsatz einer gründlichen Sicht- und Funktionskontrolle zu unterziehen.

Produkte sind auf Unregelmäßigkeiten zu überprüfen. Hierbei ist auf Risse, Brüche und das Auftreten von Korrosion zu achten.

Falls Gelenke vorhanden sind, sollten die Instrumente vor der Funktionsprüfung mit einem Pflegemittel auf Paraffinbasis geölt werden. Dazu empfehlen wir ein medizinisches Weißöl auf Basis von Paraffinöl.

Die Instrumente mit Gelenken sind dann auf Leichtgängigkeit prüfen.

Führen Sie weitere Funktionsprüfung entsprechend des Einsatzzwecks des Instruments durch.

Essenzielle Prüfungen für Instrumente mit Schneide sind u. A.:

- Glatte Schneideflächen

Defekte Produkte dürfen nicht verwendet werden und müssen vor der Rücksendung den gesamten Wiederaufbereitungsprozess durchlaufen haben.


## 8 Sterilisation

Vor der Sterilisation müssen die Produkte den Reinigungs- und Desinfektionsvorgang durchlaufen, rückstandsfrei mit demineralisiertem Wasser gespült und getrocknet sein.

Zur Sterilisation empfiehlt HEBUmedical ein validiertes Dampfsterilisationsverfahren (z.B. Sterilisator gemäß EN 285 und validiert gemäß DIN EN ISO 17665-1).

Die validierten Parameter beziehen sich auf wiederverwendbare, chirurgische Instrumente. Für die anderen, beschriebenen Produkte sollten ebenfalls die validierten Parameter eingehalten werden, falls nicht explizit ein anderes Vorgehen beschrieben ist.

Bei der Anwendung des fraktionierten Vakuumverfahrens erfolgt die **Sterilisation** bei mindestens **134° C (USA 132° C)** und einer **Mindesthaltezeit von 3 Minuten**. Anschließend ist eine Vakuumtrocknung für mindestens 20 Minuten durchzuführen.

 <b>Verwendete Parameter bei der Sterilisationsvalidierung</b>	
<b>Vorvakuum</b>	3 mal
<b>Sterilisationstemperatur</b>	132 °C
<b>Sterilisationszeit</b>	1,5 Minuten (Halbzyklus-Verfahren)
<b>Trocknungszeit</b>	20 Minuten

Der Dampf muss frei von Inhaltsstoffen sein, empfohlene Grenzwerte von Speisewasser und Dampfcondensat sind festgelegt durch EN 285.

Andere Sterilisationsverfahren sind kompatibel, jedoch nicht von HEBUmedical validiert.

Beim Beladen empfohlenes Gesamtgewicht beachten! Nach der Sterilisation Sterilgut-Verpackung auf Schäden überprüfen, Sterilisationsindikatoren überprüfen.



## 8.1 Verpackung

Normgerechte Verpackung der Produkte zur Sterilisation nach ISO 11607. Die Verpackungen müssen für die Instrumente geeignet sein und vor mikrobiologischer Verunreinigung während der Lagerung schützen. Die Versiegelung darf nicht unter Spannung stehen. HEBUmedical empfiehlt Container oder Krankenhaus-typische Papier/Folie Verpackung als Sterilisationsverpackung.

**V** Bei der Validierung wurden die Instrumente in Krankenhaus-typische Verpackungen (Papier/Folie Verpackungen) eingepackt und sterilisiert

## 9 Lebensdauer

Durch Laborprüfungen wurde das Dampfsterilisationsverfahren validiert. Die Produkte wurden bei einem Vorvakuum mit den Worst case Parametern von 5min Dauer und einer Temperatur von 134°C für eine Lebensdauer von 50 Zyklen validiert.

Über diesen Zykluswert können Sie die Instrumente auf eigene Verantwortung auch weiterhin verwenden, wenn die im Kapitel 7 beschriebenen Prüfungen erfolgreich durchgeführt wurden.

## 10 Lagerung



Produkte in einer trockenen, sauberen und staubfreien Umgebung bei moderaten Temperaturen von 5°C bis 40°C lagern. Vor Sonneneinstrahlung und künstlichem Licht schützen.

## 11 Gewährleistung / Reparatur

Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig überprüft. Sie unterliegen jedoch auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch je nach Verwendungsintensität einem mehr oder weniger starken Verschleiß.

Dieser Verschleiß ist technisch bedingt und unvermeidlich.

Sollten dennoch verschleißunabhängige Fehler auftreten, wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung.

Defekte Produkte dürfen nicht mehr verwendet werden und müssen vor der Rücksendung den gesamten Wiederaufbereitungsprozess durchlaufen haben.

## 12 Service- und Herstelleradresse

Sollte die hier vorliegende Gebrauchsanweisung in Papierform benötigt werden, verwenden Sie bitte die unten aufgeführten Kontaktdaten. Die Gebrauchsanweisung in Papierform wird Ihnen nach Erhalt der Anforderung innerhalb von sieben Kalendertagen zur Verfügung gestellt.

Alternativ kann die elektronische Gebrauchsanweisung auch selbst ausgedruckt werden.



HEBUmedical GmbH  
Badstraße 8  
78532 Tuttlingen / Germany



Tel. +49 7461 94 71 - 0  
Fax +49 7461 94 71 - 22



eMail: [service@HEBUmedical.de](mailto:service@HEBUmedical.de)  
Web: [www.HEBUmedical.de](http://www.HEBUmedical.de)



















# Contents

1	Symbol descriptions .....	18
2	Introduction .....	18
3	Scope .....	19
3.1	Intended Use .....	20
3.2	Contraindications.....	22
4	Warning.....	23
5	Handling .....	23
6	Preparation.....	23
6.1	Reutilization restrictions .....	24
6.2	Information on instrument preparation .....	24
6.3	Preparation at the place of use .....	24
6.4	Ultrasound bath (optional) .....	24
6.5	Manual cleaning .....	25
6.6	Mechanical cleaning.....	25
6.7	Drying .....	26
7	Maintenance, inspection .....	27
7.1	Functional check .....	27
8	Sterilization.....	27
8.1	Packaging.....	28
9	Lifetime.....	28
10	Storage.....	28
11	Warranty / Repair .....	28
12	Manufacturer and servicing address.....	29

# 1 Symbol descriptions

Symbol	Definition
	CE-labelling
	Attention
	Validated Parameters
	Manufacturer
	Lot-description
	Reference code
	Medical device / FDA Prescription device
	Medical device
	Non sterile
	Keep away from sunlight
	Dry storage required
 Hinweis auf eIFU	(Electronic) instruction for use

# 2 Introduction

Our products are exclusively intended for professional use by appropriately trained and qualified personnel and may only be acquired by them. By purchasing this instrument, you are now the owner of a high-quality product whose use and correct handling are described in the following. In order to minimize possible risks to patients and users, please observe these instructions carefully. Use, disinfection, cleaning and sterilization may only be performed by suitably trained specialist personnel.

### 3 Scope

The use of simple cutting instruments is mainly in the following areas:

#### Knives

Plaster Knives : The instrument is used in various procedures. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Amputating Knives: The instrument is used in operations for the amputation of a limb. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Micro-Instruments: The instrument is used for surgical procedures in gynecology. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Eye Knives; Keratomes: The instrument is used for surgical procedures in ophthalmology. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Flap knife; Phalangeal knife; Interosseous knife; Post mortem knives; Resection knives; Autopsy knife; Micro Vessel Knives; Micro-laryngeal Instruments; Knives; Mucosa Knife; Knives, others: The instrument is used in various surgical procedures. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Cartilage knife; Periosteal knife: The instrument is used in various surgical procedures in orthopedics. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Rhinoplastic and Nasal Knives; Tonsil Knives, Dissectors, Enucleators, Retractors; Tympanum Knives; Trigeminal Knives; Ear knives, dissectors and raspatory; Adenoid currettes; Swivel Knives: The instrument is used during ENT procedures. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Dermal Punches: The instrument is used in plastic surgery. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

#### Scalpels

Operating Knives; Scalpel Handles: The instrument is used in various surgical procedures. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel

#### Chisels

Bone Chisels and Gouges; Nasal Osteotomes; flat chisel; Rhachiotom; Sternum chisel: The instrument is used in various surgical procedures in orthopedics. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Septum Gouges: The instrument is used during ENT procedures. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

#### Others

Adenotomes; Enucleators: The instrument is used during ENT procedures. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Dermatom; Tendon Stripper: The instrument is used in various surgical procedures. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Circumcision Instruments: The instrument is used for urological surgical procedures. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Menisectomy Knives: The instrument is used during a menisectomy. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Foreign Body Instruments: The instrument is used for procedures in ophthalmology. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Separators: The instrument is used for various procedures in general or plastic surgery. The procedure may only be carried out by suitably trained and qualified specialist personnel.

Hand and foot instruments: The instrument is used for nail and foot care.

### 3.1 Intended Use

#### Knives

Amputating Knives: A heavy-duty surgical instrument with a handle and a single-sided or double-sided cutting blade of various shapes and sizes for use in limb amputations. It is a reusable instrument intended for transient use.

Flap knife; Phalangeal knife; Interosseous knife; Post mortem knives; Resection knives; Autopsy knife; Micro Vessel Knives; Micro-laryngeal Instruments; Knives; Mucosa Knife; Knives, others: A surgical instrument with a handle and a scalpel blade (not interchangeable) used by doctors to cut or prepare tissues with downward pressure. The instrument is made of stainless steel. It is a reusable instrument intended for transient use. For a scalpel with replaceable blade, see the corresponding generic product group.

Plaster Knives: A hand instrument with a short, flat, strong cutting blade with a sharp edge for cutting or shortening plaster casts. It is usually a one-piece product made of stainless steel. It is a reusable product.

Cartilage knife: A surgical instrument for cutting, scraping or shaping cartilage tissue. It is a reusable instrument.

Periosteal knife: A surgical instrument for cutting the periosteum. It is a reusable instrument.

Rhinoplastic and Nasal Knives; Tonsil Knives, Dissectors, Enucleators, Retractors; Tympanum Knives; Trigeminal Knives; Ear knives, dissectors and raspatory: A surgical hand instrument for cutting anatomical conditions during a general ENT procedure. It is made of stainless steel and has a handle in various designs, which merges into a narrow working end with a narrow, sharp blade. It is a reusable instrument intended for transient use.

Adenoid Curettes; Swivel Knives: A surgical hand instrument for cutting and excision of lymphoid tissue during an adenoidectomy. It is usually performed as a long, narrow instrument with a handle and a concave, spoon-like working part. The working part has a sharp edge for removing the tissue without injuring the surrounding muscles. It is usually made of stainless steel. It is a reusable instrument intended for transient use.

Eye Knives; Keratomes: An ophthalmic surgical instrument for placing precise cuts in ocular tissue during ophthalmic surgery on the eye and surrounding structures. It is usually designed as a one-piece instrument with a sharp, single-edged blade at the distal end and a handle at the proximal end. It can have different blade shapes, e.g. phaco (dull or sharp), crescent-shaped, straight, and micro-phaco (for cataract operations). It is usually made of stainless steel and some models may be equipped with diamond blades. It is a reusable instrument intended for transient use.

Micro Knives: A surgical instrument for cutting tissue that consists of a long slender metal handle that tapers towards the distal end. The internal radius of the hook has a cutting edge. It is a reusable instrument intended for transient use.

Micro-Instruments: A shaft-like surgical instrument whose distal end has the form of a hook or more parallel hooks for fixing or pulling uterine fibroids during a gynaecological procedure. It is typically a one-piece stainless-steel instrument with a handle in various designs at the proximal end. It is a reusable instrument intended for transient use.

**Dermal Punches:** A hand-operated surgical instrument used for removing blemishes or for sampling skin tissue. It usually consists of a handle with tips at the end of work in various configurations; some peaks include a closed cutting zone, edged by a cutting blade. This is a reusable instrument.

## Scalpels

**Operating Knives:** A surgical instrument with a handle and a scalpel blade (not interchangeable) used by doctors to cut or prepare tissues with downward pressure. The instrument is made of stainless steel. It is a reusable instrument intended for transient use.

**Scalpel Handles:** An interchangeable component of a scalpel that works as a handle and picks up a matching blade. Together, it provides a surgical instrument for cutting or dissecting tissues. The instrument can be made of stainless steel or brass. For one-piece scalpels, there is a suitable generic product group. It is a reusable instrument intended for transient use.

## Chisels

**Bone Chisels and Gouges; Nasal Osteotomes; flat chisel; Rhachiotom:** A surgical, chisel-like hand instrument for cutting and / or shaping bones by bumping during orthopedic surgery. It is held by the surgeon who applies a manual force to the proximal end of the instrument via a surgical hammer. The distal end (the cutting or sharp edge) is sharp, often flat, sometimes curved (concave), and usually folded on both sides. It is made of stainless steel. It is a reusable instrument intended for transient use.

**Sternum chisel:** A single-sided tapered blade surgical instrument for cutting and shaping bone during orthopedic surgery. The surgeon holds it in one hand while hitting the proximal end with a surgical gavel in the other hand. The distal end (the cutting edge) is sharp, flat or curved (concave), also called a hollow blade). It is made of high quality stainless steel and may consist of one piece, or have a synthetic handle (such as Tufnol). It is a reusable instrument intended for transient use.

**Septum Gouges:** A surgical instrument with a single sided beveled blade for cutting and shaping nasal bones during ear, nose and throat (ENT) operations. The surgeon holds it in one hand while beating the proximal end of the instrument with a surgical gavel in the other hand. The distal end (the cutting edge) is sharp, but often flat but may be curved (concave). It is typically one piece and made of high quality stainless steel. It is a reusable instrument intended for transient use.

## Others

**Dermatom:** A surgical hand instrument for cutting thin skin slices for transplantation or excision of small skin lesions. This requires a special cutting blade, which is used for this purpose in the instrument. It is a reusable instrument intended for transient use.

**Enucleators:** A surgical hand instrument for the dissection of the tonsils during an ENT procedure. It is usually spoon-like or rounded at the working ends. It is manufactured in various designs, e.g. with a shaft, which merges at the distal end in a rounded, bent or angled tip, or even double-ended. The working end may be tapered, flat, sharp or dull, straight or angled, serrated or smooth. It is made of stainless steel and is available in different sizes and shapes. It is a reusable instrument intended for transient use.

**Circumcision Instruments:** A surgical instrument for the controlled removal of the penis foreskin during circumcision. It is typically made of high quality stainless steel and may have various shapes, e.g. the bell clamp (bell-shaped clamp). The foreskin is pushed over the bell-shaped protective body and the glans are positioned therein. A screw mechanism is tightened so that the foreskin is compressed in an annular manner and fitted with e.g. a scalpel along the compression ring can be cut off. It is a reusable instrument intended for transient use.

**Adenotomes:** A surgical instrument designed to excrete hypertrophic lymphoid tissue in the nasopharynx (i.e., pharyngeal tonsils or polyps) during an adenoidectomy. It is usually a long, slender, manual hand instrument with cutting edges at the working end and a handle with a mechanism for

actuating the blades. It is available in various designs and sizes and can be a one-piece instrument or require the insertion of blades into the handle. It is a reusable instrument intended for transient use.

Meniscotomy Knives: A cutting, surgical instrument whose handle is T-shaped to be able to apply more force. The handle merges into a chisel-shaped edge. The instrument is used to cut crescent-shaped parts of the capsule or cartilage area. It is a reusable instrument intended for transient use.

Tendon Stripper: A surgical instrument consisting of a handle and a semi-circular, domed working end that ends in a sharp cutting edge. Tendon strippers are used to cut out a piece of ligament, tendon or fascia to transplant them. It is a reusable instrument intended for transient use.

Foreign Body Instruments: An ophthalmic instrument to remove foreign bodies from inside the eye or from the surface of the eyeball. It is typically made of high quality stainless steel and has a fine handle at the proximal end and a thin concave blade with a rounded nose at the distal end. The ophthalmologist uses it to remove the foreign body / object. It is a reusable instrument intended for transient use.














Separators: A surgical hand instrument, usually in the form of spoon or rounded at the working end. It is used to separate soft tissue or body structures in interventions of general or plastic surgery. It usually has a handle that continues into a shaft that has a tip at the distal end. The tip may be pointed or flat, sharp or dull, angled or straight on the shaft. The instrument is made of high quality stainless steel and available in various shapes and dimensions. The instrument is reusable.

Hand and foot instruments: A non-invasive instrument for podiatrists to treat deformities and diseases of the foot. It is a reusable instrument.

### 3.2 Contraindications

No contraindications are known.

## 4 Warning

	Medical products are delivered in a non-sterile condition and must be cleaned, disinfected and sterilized prior to their initial use.
	The use of faulty instruments is in principle forbidden and they have to go through the whole cleaning process before return.
	Please take into consideration that through higher power a bigger damage of the tissue can result: f.e. on forceps: the power at the end of the jaw is higher than at the tip of the jaw
	Please observe the additional information enclosed with the products.
	Remove all protective sleeves and films prior to first using or preparation for use.
	The safe combination of different products or of products with implants must be reviewed prior to clinical application by the user.
	Avoid improper throwing or dropping of instruments
	Avoid mechanical overstressing of the instrument beyond the structural design, this can lead to breakage and deformation!
	A visual inspection of the instrument for damage and contamination must be carried out before each use!
	To prevent all contact corrosion, instruments with damaged surfaces must be separated immediately.
	If the products are used on patients with transmissible spongiform encephalopathy or HIV infection, we decline any responsibility for their reuse.
	After ophthalmical use, please pay attention to water quality during treatment (according to the specifications of AAMI TIR34 and the recommendations of the Rober-Koch-Institute on preparation of medical devices)!
	Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

## 5 Handling

The type of treatment must be determined in each individual case by the surgeon in cooperation with the internist and the anaesthetist.

For operational use in various surgical disciplines must be done by appropriately trained and qualified personnel.

## 6 Preparation

The person in charge of preparatory treatment is responsible for ensuring that the treatment is duly carried out using the relevant equipment, materials and personnel in the treatment facility and so achieves the desired result. This necessitates validation and routine monitoring of the process used. We urge you to take note of the national regulations dealing with instrument preparation.

The validated parameters refer to reusable surgical instruments. The validated parameters should also be observed for the other products described, unless a different procedure is explicitly described.

## 6.1 Reutilization restrictions

Frequent repeat preparatory treatment has minimal effects on the product. The end of the product life is normally determined by wear and damage due to use

## 6.2 Information on instrument preparation

- Use cleaning and/or disinfection agents with a pH-value within 9-10. Please observe manufacturer instructions regarding dosage, exposure time and renewal of solutions.
- Do **not** use hard brushes (e.g. metal brushes or metal sponges) or coarse abrasive cleaners.
- Never leave instruments in cleaning or disinfection agents for longer than the specified time.
- Only used demineralized water for rinsing.
- Rinse and dry carefully through channels and pipes.
- Sensitive instruments must be cleaned in a storage or clamping fixture.
- Observe manufacturer instructions of cleaning – and sterilizing equipment.

## 6.3 Preparation at the place of use

Directly after using remove coarse dirt of the instruments and rinse out the working cannulas. Do not use fixing agents or hot water (> 40°C), as this results in residues becoming fixed and can affect the success of the subsequent cleaning operation

Dismantle and/or open instruments as far as possible. Within short time after use the instruments clean the instruments for reducing a drying of the residues.

This enables an easier cleaning. If instruments come into contact with corroding medicines or cleaning agents, wash these up with water immediately after use.

Longer drying times, e.g. for dry disposal are not validated and therefore not recommended.



The drying time during validation was 1 hour.

## 6.4 Ultrasound bath (optional)

All instruments must be opened, dismantled and any cavities rinsed through.

Place instruments in the screen basket in such a way that overlaps and contact between instruments are avoided. Add cleaning agent to the water and adjust the temperature of the solution in line with the cleaning agent manufacturer's instructions.

The cleaning in the ultrasound bath should be at 35-40 kHz, 5 minutes at least.



To validate cleaning in an ultrasonic bath, the test items were ultrasonically treated in Neodisher Mediclean forte 0,5 % for 5 minutes.

Subsequently rinse instruments including all cavities before cleaning and disinfection.

Medicine products which are possessing a bad ultrasound transmission, e.g. soft materials are not usable for the ultrasound bath.



## 6.5 Manual cleaning



Since mechanical processes can be standardized, reproduced and therefore validated, mechanical cleaning/disinfection should be preferred to manual processes.

Manual cleaning and disinfection process is not validated and therefore needs to be validated additionally by the end user.

## 6.6 Mechanical cleaning

Based on international standards (EN ISO 15883) and national directives, only validated machine cleaning and disinfection methods may be used. For the mechanical cleaning we recommend a standard programme for surgical instruments, f.e. instruments from Miele.


Only completely demineralized water should be used for cleaning, neutralisation and rinsing, in accordance with the „Guidance Compiled by the DGKH (Germany Society for Hospital Hygiene), DGSV (German Society for Sterile Supply) and AKI (Working Group on Instrument Reprocessing) for the Validation and Routine Monitoring of Automated Cleaning and Thermal Disinfection Processes for Medical Devices as well as Advice on Selecting Washer-Disinfectors“ (which refers to DIN EN ISO 15883-1 Point 6.4.2)

Flexible (complex) instruments with invisible surfaces must be pre-cleaned manually before mechanical cleaning.



We recommend for all push shafts, -and pipe shaft instruments and instruments whose surfaces are on top of each others during the cleaning (f.e. bone forceps and gouge forceps) a manually pre-cleaning for an optimal cleaning result without residues.

Observe the following by loading:

- Place the dismantled/opened instruments securely in the tray.
- Instruments with openings and gaps have to be faced down with the opened side so that they can be cleaned and no water of the cleaning process is collecting inside them. If available use balanced devices for rinsing.



- Do not overload trays, avoid creating any overlaps.




Preliminary rinsing (cold, if applicable fully demineralized water without additives) is followed by chemical. The chemical cleaning should take place at **40°C -60°C** for at **least 5 minutes**.

We recommend products with a **pH-value within 9-10**, e.g. Neodisher MediClean forte from Dr. Weigert. The cleaning agents used should be selected depending on the material and properties of the instruments and in accordance to national regulations: If there is a high chloride concentration in the water, pitting and tension crack corrosion can occur on the instruments. The occurrence of this type of corrosion is minimized by using alkaline cleaning agents and demineralized water. By adding an acid-based neutralization medium, the rinsing off of alkaline cleaning agent residues is facilitated during the first intermediate rinsing process (warm or cold water).

In order to prevent the formation of deposits, it is advisable to use neutral cleaners where the water quality is unfavourable. After the second intermediate rinsing process, thermal disinfection takes place.


The thermal disinfection should take place at temperatures of between **80 and 95°C**, with an **exposure time as outlined in EN ISO 15883**.

After the finishing of the programme take the good out of the machine because corrosion can arise if the instrument remains in the machine.

 Parameters used for the validation of preparation	
<b>Pre-rinsing</b>	1 minute with cold tap water
<b>Cleaning</b>	Temperature: 55 °C
	Soaking Time: 5 minutes (worst case)
	Neodischer Mediclean forte 0,4% (worst case)
<b>Neutralization</b>	Temperature: cold DI water
	Soaking Time: 2 minutes
	Neodisher Z 0,1%
<b>Post-rinsing</b>	2 minutes with cold DI water
<b>Disinfection</b>	Temperature: 90 °C (A <sub>0</sub> 3000)
	Soaking Time: 5 minutes

## 6.7 Drying

Ensure adequate drying by the cleaning and disinfection device or using other suitable measures.

 Drying was omitted in the validation (worst case condition)

## 7 Maintenance, inspection

After cooling to room temperature, the instruments must be visually inspected for protein residues and other contamination, paying particular attention to cavities, blocks, inclusions, pipes, and other inaccessible areas. Instruments which are not free of residues must be returned for a complete retreatment process.

Carry out the functional check mentioned above. Instruments with stains, which are blunt, bent, no longer function or which are otherwise damaged must be segregated!

To help identify faulty instruments that need to be sorted out, we recommend the brochure "Instrument Reprocessing" from the Working Group "Instrumenten Aufbereitung". This includes Chapter 8 "Checks and Care" and Chapter 12 "Surface Changes: Deposits, Discoloration, Corrosion, Aging, Swelling and Stress Cracks".

### 7.1 Functional check

A newly purchased product must be subjected to a thorough visual and function check after its delivery and before each use.

Products must be checked for irregularities. Paying attention to cracks, fractures and the occurrence of corrosion.

If there are joints, the instruments should be oiled with a care product before the functional test. We recommend a medical white oil based on paraffin oil.

Check instruments with joints for ease of movement. Carry out a function check in accordance with the intended application of the instrument.

Essential tests for instruments with cutting edge are among others:

- Smooth cutting edges


Defective products must not be used and must have undergone the complete preparatory treatment process again before being returned.

## 8 Sterilization

Prior to sterilization, products must undergo cleaning and disinfection, be rinsed off without residue using demineralized water and subsequently dried. HEBUmedical recommends using a validated steam sterilization process (e.g. sterilizer in compliance with EN 285 and validated in accordance with DIN EN ISO 17665-1).

The validated parameters refer to reusable surgical instruments. The validated parameters should also be observed for the other products described, unless a different procedure is explicitly described.

On using the fractionated vacuum method, **sterilization** must be performed with at least **134°C (USA 132° C)** with a **minimum dwell period of 3 minutes**. Vacuum drying must then be carried out for at least 20 minutes.

 <b>Parameters used for the validation of steam sterilization</b>	
<b>Prevacuum</b>	3 times
<b>Sterilization temperature</b>	132 °C
<b>Sterilization time</b>	1,5 minutes (half cycle method)
<b>Drying time</b>	20 minutes

The vapour must be free of ingredients, recommended limiting values of feed water and vapour condensate are determined through EN 285.

Other sterilization processes are compatible but not validated from HEBUmedical.

When loading, observe the recommended total weight. After the sterilization, check the sterile product packaging for damage, and inspect the sterilization indicators

## 8.1 Packaging

Compliant packaging of products for sterilization in line with ISO 11607. Packaging used must be suitable for the instruments and protect them from microbiological contamination during storage. The seal must not be under tension. HEBUmedical recommends container or hospital common sterilization paper/film packaging for sterilized packaging.

**V** During validation the instruments were packaged in hospital common sterilization packaging (paper/film packaging) and steam sterilized.

## 9 Lifetime

The steam sterilization procedure was validated by laboratory tests. The products were sterile validated at a pre-vacuum of at least 5min duration and a temperature of 134°C for a lifetime of 50 cycles.

You can continue to use the instruments at your own responsibility over this cycle value if the tests described in chapter 7 have been successfully completed.

## 10 Storage



Store products in a dry, clean and dust-free environment at moderate temperatures from 5°C to 40°C. Protect from the effects of the sun's rays and artificial light.

## 11 Warranty / Repair

Our products are manufactured from high-grade materials and carefully checked prior to dispatch. However, even if used properly in accordance with their intended purpose they are subject to a greater or lesser degree of wear depending on their intensity of use.

This wear is technically induced and unavoidable.

Should faults occur independently of wear, please contact our customer services. Defective products should no longer be used.

They must undergo the complete preparatory treatment process before being returned.

## 12 Manufacturer and servicing address

Should you require the instructions for use in paper form, please use the contact details below. The instructions for use in paper form will be made available to you within seven calendar days of receipt of the request.

Alternatively, you can print out the electronic instructions for use yourself.



HEBUmedical GmbH  
Badstraße 8  
78532 Tuttlingen / Germany



Tel. +49 7461 94 71 - 0

Fax +49 7461 94 71 - 22



eMail: [service@HEBUmedical.de](mailto:service@HEBUmedical.de)

0123

Web: [www.HEBUmedical.de](http://www.HEBUmedical.de)







**Unser umfangreiches Sortiment umfasst  
über 10 000 verschiedene Instrumente.  
Besuchen Sie uns im Internet oder fordern Sie unseren Katalog an.**

**Our vast range of products covers over 10 000 various instruments.  
They can be found in Internet or request our catalog.**

**Notre assortiment complet comprend plus de 10 000 instruments  
différents. Vous le trouverez sur Internet. Ou bien demandez notre  
catalogue.**

**Nuestro amplio instrumental consta de más de 10 000 artículos  
diferentes. Usted puede visitarnos en Internet  
o solicitar nuestro catálogo.**

**Il nostro assortimento comprende più di 10000 strumenti differente.  
Lei ci può vistare in Internet  
o chiedi il nostro catalogo**



**HEBUmedical GmbH**

**Badstraße 8 • 78532 Tuttlingen / Germany  
Tel. +49 (0) 7461 94 71 - 0 • Fax +49 (0) 7461 94 71 - 22  
info@HEBUmedical.de • www.HEBUmedical.de**